



889 IC Sample Center Basic - cool

2.889.0040

Das 889 IC Sample Center Basic – cool ist die geeignete Automationslösung, wenn Sie nur über sehr wenig Probe verfügen. Er verfügt gegenüber dem 889 IC Sample Center Basic zusätzlich über eine Kühlfunktion und ist damit der ideale Probenwechsler für biochemisch relevante oder thermisch instabile Proben.

Der Probentransfer geschieht entweder mit einer Peristaltikpumpe im IC-System oder mit einem 800 Dosino, z. B. unter Anwendung der intelligenten Partial-Loop-Injektionstechnik.

Unterstützt mit MagIC Net 4.1 und höher.

Lieferumfang 2.889.0040

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.1807.010

Y-Verbinder für Schlauch ID 6-9 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



2 STK

6.1816.070

Silikonschlauch 8/12 mm, 1m

Für das IC Sample Center



2 STK

6.2041.200

Probenrack, 48 x 11 mm, (Al)

Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100.

Material: Aluminium (Al)



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2743.107

Vials PP, 0.7 mL, U-Form, 100 Stück

Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.7-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 100 Stück



1 STK

6.2743.127

Schnappverschluss mit blauem Septum, 100 Stück

Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 100 Stück



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1448.057	Aluminium-Septumverschluss / 100 Stück inkl. Al-Verschluss.	
6.1448.067	Drehverschluss mit Septum, 100 Stk. Drehverschluss mit Septum, passend zu Probenglas 8 mL 6.2420.007, 100 Stück	
6.2041.210	Probenrack, 12 x 22 mm, (Al) Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 12 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2419.000, 6.2420.007, 6.1448.067. Material: Aluminium (Al)	
6.2419.007	Probenglas 6 mL, 100 Stück Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 6.1448.057, 100 Stück	

6.2420.007

Probenglas mit Gewinde 8 mL, 100 Stück

Probenglas mit Gewinde 8 mL, passend zu Drehverschluss 6.1448.067, 100 Stück



6.2621.110

Septumverschlusszange

Septumverschlusszange zum Verschliessen von 6 mL Probengefässen (6.2419.000, 6.2419.007).



6.2743.100

Vials PP, 0.7 mL, U-Form, 1000 Stück

Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.7-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 1000 Stück



6.2743.107

Vials PP, 0.7 mL, U-Form, 100 Stück

Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.7-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 100 Stück



6.2743.110

Vials PP, 0.3 mL, V-Form, 1000 Stück

Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.3-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 1000 Stück



6.2743.117

Vials PP, 0.3 mL, V-Form, 100 Stück

Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.3-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 100 Stück




6.2743.120

Schnappverschluss mit rotem/weissem Septum, 1000 Stück

Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 1000 Stück



6.7303.100

Vials Glas, 1.8 mL, U-Form, 100 Stück

Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem universellen 1.8-mL-Schnappringvial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen.

Menge: 100 Stück



6.7303.110

Schnappverschluss mit rotem Septum, 100 Stück

Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 100 Stück



6.05330.220

IC-Ausrüstung: Full-Loop, PP, 889 Basic

Die IC-Ausrüstung enthält alle Zubehörteile, die benötigt werden, um Proben vom 889 IC Sample Center Basic mit der Peristaltikpumpe zum Ionenchromatographen zu transferieren.



6.2816.220

Nadel mit Kapillare, 79 µL

Zum 889 IC Sample Center Basic



6.05330.230

IC-Ausrüstung: MiPT, 889 Basic

Zubehörset zur Montage eines Dosino für Partial-Loop-Injektion in Kombination mit dem 889 Basic (28890030 & 28890040)

