




919 IC Autosampler plus for CVS

2.919.0120

Der 919 IC Autosampler plus for CVS eignet sich für kleine Probenreihen vollautomatischer Bestimmungen von organischen Additiven in galvanischen Bädern wie Glanzbildner («Brightener») und Grundeinebner («Suppressoren») mittels «Cyclic Voltammetric Stripping» (CVS) zusammen mit Professional-VA/CVS-Geräten und **viva**. Das System wird direkt von der **viva**-Software gesteuert und erlaubt den automatischen Methodenwechsel zwischen verschiedenen Bestimmungsarten. Das mitgelieferte Probenrack fasst 14 Proben von maximal 50 mL.

Der 919 IC Autosampler plus for CVS wird inklusive Zubehör, Probenrack und Anschlusskabel für den Aufbau eines kompletten Arbeitsplatzes ausgeliefert, jedoch ohne Spülausrüstung.

Lieferumfang 2.919.0120

Order Number	Beschreibung	Menge
1.919.0020	919 IC Autosampler plus Der 919 IC Autosampler plus erfüllt die Anforderungen von Laboren mit mittlerem Probenaufkommen. Mit ihm lassen sich die verschiedensten Ionenchromatographen des Metrohm-Sortiments automatisieren.	1 PCS
		
6.1458.080	Transferkopf für 919 IC Autosampler plus für VA- und CVS-Anwendungen.	1 PCS
		
6.1803.020	PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 5 m Für alle IC-Geräte.	1 PCS
		

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

1 PCS




Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.

6.1826.020

PVC-Pumpschlauch (blau/blau)

2 PCS



Für Online-IC-Geräte und Automation in der Voltammetrie.

6.1831.020

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 22 cm

1 PCS



Für alle IC-Komponenten.

6.1835.050

PEEK-Probennadel

1 PCS



Für Probenwechsler zum Transfer von grösseren Probenvolumina, z.B. für die Brightenerbestimmung.

6.2041.490

Probenrack, 28 x 50 mL, (PVC)

1 PCS



Probenrack zu 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor passend für 28 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2747.010.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

6.2151.000

Kabel USB A – Mini-DIN 8-polig

1 PCS



Controller-Kabel.

6.2621.080

Kapillarschneider

1 PCS



Schneidewerkzeug zum einfachen Schneiden von Kunststoffkapillaren, 1/16" und 1/8", inklusive 5 Ersatzklingen.

6.2621.090

Gabelschlüssel 1/2 in.

1 PCS



Für 1/2 in. Schrauben. Für IC Sample Processors

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors

1 PCS



6.2621.130

Inbusschlüssel 2 mm

1 PCS



2 mm.

6.2739.000

Schlüssel

1 PCS

Zum Anziehen von Verbindungen.



6.2744.010

Druckschraube 5x

2 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.2744.060


Gewindestopfen

2 PCS

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.


6.2744.080


Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

1 PCS

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.

6.2744.160


Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

2 PCS

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.

6.2744.290


T-Verbinder 3 x UNF 10/32 mit Halter

1 PCS

6.2747.010

Probengefäß 50 mL

4 PCS

Mit blauem Schraubverschluss und mL Graduierung. Satz à 25 Stück.



6.2752.110

Halter für T-Verbindung zu 919 IC Autosampler plus

1 PCS



6.2833.030

Nadelhalter 1/8 in. zu 863 Compact Autosampler

1 PCS

Nadelhalter 1/8 in. zu 863 Compact Autosampler.

