



NIRS XDS SmartProbe Module – 3 m fiber

2.921.0620

Robustes und flexibles Messsystem für die Qualitätskontrolle von festen und flüssigen Substanzen

Der NIRS XDS SmartProbe Analyzer ermöglicht schnelle, zerstörungsfreie Analysen von festen und flüssigen Substanzen und Rezepturen. Identität und Qualität einer Substanz lassen sich mit dem NIRS XDS SmartProbe Analyzer direkt in den jeweiligen Original-Transportbehältern bestimmen, seien es Flaschen, Beutel oder andere Gebinde. Das gleichermassen robuste wie ergonomische Design machen den NIRS XDS SmartProbe Analyzer zur idealen Lösung für die Qualitätskontrolle im Lager und Labor. Die Anwendung des NIRS XDS SmartProbe Analyzer ist denkbar einfach. Für die Messung wird die Sonde in die Probe gehalten und der Messknopf gedrückt. Pass/Fail-Ergebnisse können unmittelbar nach der Messung am Griff abgelesen werden.

Lieferumfang 2.921.0620

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Robustes und flexibles Messsystem für die Qualitätskontrolle von festen und flüssigen Substanzen

Der NIRS XDS SmartProbe Analyzer ermöglicht schnelle, zerstörungsfreie Analysen von festen und flüssigen Substanzen und Rezepturen. Identität und Qualität einer Substanz lassen sich mit dem NIRS XDS SmartProbe Analyzer direkt in den jeweiligen Original-Transportbehältern bestimmen, seien es Flaschen, Beutel oder andere Gebinde. Das gleichermassen robuste wie ergonomische Design machen den NIRS XDS SmartProbe Analyzer zur idealen Lösung für die Qualitätskontrolle im Lager und Labor. Die Anwendung des NIRS XDS SmartProbe Analyzer ist denkbar einfach. Für die Messung wird die Sonde in die Probe gehalten und der Messknopf gedrückt. Pass /Fail Ergebnisse können unmittelbar nach der Messung am Griff abgelesen werden.



Das Wechselsonden-Set beinhaltet eine Reflektionssonde, eine Transfektionssonde und verschiedene Abstandshalter inkl. Fixierungsschrauben für die Einstellung variabler Weglängen (2cm, 4cm, 5cm und 10cm). Ausserdem ist eine Schutzhülle für die Sonden, ein Imbussschlüssel und ein Dichtungsring beigelegt.



Dieses Set ist Bestandteil der XDS SmartProbe Analyzer und der XDS Interactance Optiprobe Analyzer.