



942 Extension Module Vario Prep 2

2.942.0020

Das 942 Extension Module Vario Prep 2 ist ein Erweiterungsmodul für die Gerätefamilie Professional-IC-Vario. Es vervielfältigt die Möglichkeiten der **Inline-Probenvorbereitung** und des **Liquid-Handling** in Professional-IC-Vario-Systemen.

Typische Anwendungen

- Inline-Dialyse in Zwei-Kanal-Vario-Systemen
- Inline-Dialyse in Systemen ohne Probenwechsler
- Säulenschalt- und Schneidetechniken

Lieferumfang 2.942.0020

Order Number	Beschreibung	Menge
1.942.0020	942 Extension Module Vario Prep 2 Das 942 Extension Module Vario Prep 2 ist ein Erweiterungsmodul für die Gerätefamilie Professional-IC-Vario. Es vervielfältigt die Möglichkeiten der Inline-Probenvorbereitung und des Liquid-Handling in Professional-IC-Vario-Systemen. Typische Anwendungen – Inline-Dialyse in Zwei-Kanal-Vario-Systemen – Inline-Dialyse in Systemen ohne Probenwechsler – Säulenschalt- und Schneidetechniken	1 PCS
6.1803.020	PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 5 m Für alle IC-Geräte.	1 PCS
6.1825.230	PEEK-Probenschleife 10 µL Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben	1 PCS



6.1826.340

Pumpschlauch LFL (schwarz/schwarz), 3 Stopper

2 PCS

Für die Probenlösung in der Inline-Dialyse.



6.1831.060

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m

1 PCS

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit.



6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1 m

1 PCS



6.2156.060

Kabel Extension Module - Professional IC, 40 cm

1 PCS

Kabel zur Verbindung von einem Extension Module an ein IC-Gerät.



6.2251.000

Markierungshülsen zu Kapillaren

1 PCS

Farbige Schrumpfschlauchteile zur Markierung von Kapillaren. Je drei Stück von fünf verschiedenen Farben.



6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors

1 PCS



6.2744.010

Druckschraube 5x

1 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

1 PCS

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.



6.2744.070

Druckschraube kurz

2 PCS

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.




6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

2 PCS

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.



Optionales Zubehör

6.2103.170

**Adapter zu Lecksensor am
Professional IC**



Adapter zum Anschluss von zwei Lecksensoren an einem IC-Gerät.

6.2156.070

**Kabel Extension Module -
Professional IC, 1 m**



Kabel zur Verbindung von einem Extension Module an ein IC-Gerät.

6.5332.000

**IC-Schlauch-Set für 2.
Extension Module**



6.2057.130

Dialysezellenhalter



Halter für die Dialysezelle

6.6059.423

**MagIC Net 4.2 Multi: 3
Lizenzen**



Client/Server-fähige Chromatographie-Software von Metrohm für die Steuerung aller intelligenten Professional IC Systeme, Compact IC Geräte und ihrer Peripherie, aller Detektoren und den verschiedenen Autosamplern, 800 Dosino, 771 Compact Interface, etc.

Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.

Die Daten und Methoden werden zentral auf dem Server gespeichert.

Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung, Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible Benutzerverwaltung, leistungsfähige Datenbankoperationen, umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator, Steuerung und Überwachung sämtlicher Systemkomponenten und der Chromatographie-Resultate.

MagIC Net Multi erfüllt vollumfänglich die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slowakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberfläche modernisiert was u.a. die Skalierung und Schärfe der Benutzeroberfläche auf 4K-Monitoren verbessert.

Die Performance für Client-Server Systeme mit Servern ausserhalb des Firmen-internen Netzwerkes wurde verbessert.

Client/Server Version mit 3 Lizenzen