



Ecotrode Gel mit Pt1000

6.00221.600

Wartungsfreie pH-Elektrode (Gelelektrolyt) mit integriertem Temperaturfühler (Pt1000) für Routine-pH-Messungen in gleichartigen Proben. Die Elektrode wird in $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) gelagert und ist nicht geeignet für ionenarme Lösungen.

Der Alterungsindikator zeigt einen nötigen Austausch der Elektrode frühzeitig an.

Lieferumfang 6.00221.600

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 Stk	6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2308.000	Elektrolyt KCl-sat. (250 mL) Elektrolyt KCl (gesättigt), 250 mL	
6.2104.600	Elektrodenkabel für Steckkopf U/Stecker F 2x2 mm B, 1 m Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf U an Metrohm-Geräte (Buchse F).	
6.2104.610	Elektrodenkabel für Steckkopf U/Stecker F + 2x2 mm B, 2 m Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf U an Metrohm-Geräte (Buchse F).	