



Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel, 2.0 m)

6.00922.040

Leitfähigkeitsmesszelle aus Edelstahl mit Zellkonstante $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (Richtwert) mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (2.0 m) zur Anbindung an das OMNIS Messmodul Leitfähigkeit.

Dieser Sensor eignet sich für automatisierte Messungen von tiefen Leitfähigkeiten wie z.B. in deion. Wasser oder für Messungen nach USP 645>.

Lieferumfang 6.00922.040

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.	1 Stk



Optionales Zubehör

6.2324.010

**Leitfähigkeitsstandard 100 μ S
/cm 250 mL**

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von
konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2324.110

**Leitfähigkeitsstandard 100 μ S
/cm 5 x 30mL**

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von
konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.02101.020

Messmodul Leitfähigkeit

Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für
den Anschluss von Leitfähigkeitsmesszellen.

