



5-Ring Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel, 0.65 m)

6.00925.100

5-Ring-Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (Richtwert), mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (0.65 m) zur Anbindung an das OMNIS Messmodul Leitfähigkeit.

Dieser Sensor eignet sich für Messungen von mittleren Leitfähigkeiten wie z.B. in:

- Trinkwasser
- Oberflächenwasser
- Abwasser

Lieferumfang 6.00925.100

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.	1 Stk



Optionales Zubehör

6.2324.010

**Leitfähigkeitsstandard 100 μ S
/cm 250 mL**

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von
konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2324.110

**Leitfähigkeitsstandard 100 μ S
/cm 5 x 30mL**

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von
konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2301.060

KCl-Ionenstandard 250 mL

KCl-Ionenstandard ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), auch
verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87
mS/cm (25 °C).



6.02101.020

Messmodul Leitfähigkeit

Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von Leitfähigkeitsmesszellen.

