



Metrosep A Supp 4 - 250/2.0

6.01021.230

Die Microbore-Säule Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 ist eine äusserst robuste Säule, die mit sehr guten Trenneigenschaften aufwartet. Die Trennphase besteht aus Polyvinylalkohol-Partikeln mit quaternären Ammoniumgruppen und einem Durchmesser von 9 µm. Dieser Aufbau gewährleistet hohe Stabilität und grössere Toleranz gegenüber Feinstpartikeln, welche die integrierte Filterplatte passieren könnten. Die Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 besitzt eine mittlere Ionenaustauschkapazität und ist besonders für alle Routineaufgaben in der Wasseranalytik geeignet.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01021.600	Metrosep A Supp 4 Guard/2.0

Die Metrosep A Supp 4 Guard/2.0 schützt die Anionensäulen Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.

