



Metrosep A Supp 19 Guard/2.0

6.01034.600

Die Metrosep A Supp 19 Guard/2.0 schützt die Anionentrennsäulen der Metrosep A Supp 19 Microbore-Produktfamilie zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent und verlängert damit ihre Lebensdauer massgeblich. Die Vorsäulen und Trennsäulen der Metrosep A Supp 19 Produktfamilie sind aus PEEK gefertigt und mit dem gleichen Material gefüllt. Das gewährleistet, dass die chromatographische Trennleistung in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Lieferumfang 6.01034.600

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

