



Metrosep C Supp 2 - 250/4.0

6.01053.430

Die längste Trennsäule der Metrosep C-Supp-2-Familie ist die Metrosep C Supp 2 - 250/4.0. Das Metrosep C-Supp-2-Trennmateriale basiert auf einem Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Carboxylgruppen. Dank der optimierten Natrium/Ammonium-Trennung dieses Trennmateriale, ist diese Säule perfekt geeignet für Bestimmungen von kleinsten Ammoniumkonzentrationen neben sehr viel Natrium. Die Säule wird mit sequentieller Suppression eingesetzt. Entsprechend eignet sie sich besonders zur Bestimmung von Konzentrationen im mittleren µg/L-Bereich und darunter.

Lieferumfang 6.01053.430

Order Number	Beschreibung	Menge
6.2744.060	Gewindestopfen	2 PCS



Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

Optionales Zubehör

6.01053.500

Metrosep C Supp 2 Guard/4.0



Die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 enthält das C-Supp-2-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-Supp-2-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Auch die Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.