




Probenbecher aus Braunglas 75 mL, 30 Stück

6.01402.003

Probenbecher aus Braunglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041040, 30 Stück

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02041.040	OMNIS Probenrack, 25 x 75 mL, (PP) OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 25 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400. Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.01403.010 Titrierkopf 4xM10 (P&P)

Titrierkopf mit 4 M10 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place



6.01403.040 Titrierkopf 2xNS14 (P&P)

Titrierkopf mit 2 NS14 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place und 3 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spüldüsen. Ein Absaugschlauch ist bereits in den Titrierkopf eingezogen.



6.01900.020 Rührpropeller 13 mm ETFE

Rührpropeller 13 mm ETFE mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"



6.01404.040 Becheradapter zu OMNIS Probenbecher 75 mL

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 75 mL im Schlitten der Pick&Place-Module



6.01403.020 Titrierkopf 4xM10 für KFT (P&P)

Titrierkopf mit 4 M10 Öffnungen für die Karl-Fischer-Titration in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit 4 M10 Schraubnippeln und Stopfen.



6.02710.000 KF Dis-Cover Deckel für OMNIS Probenbecher 75 mL, 25 Stück

Deckel mit Dichtungen für die volumetrische Karl Fischer Titration in Probenbechern 6.01402.000 und 6.01402.003 im OMNIS Sample Robot Pick&Place System.



6.02710.030 Dis-Cover Deckel für OMNIS Probenbecher 75 mL, 25 Stück

Dis-Cover Deckel für 75 mL Probenbecher 6.01402.000 und 6.01402.003 im OMNIS Sample Robot Pick&Place System.

