



Titriergefäßoberteil Eco für Titriergefäße 601406XXX für Polytron

6.01405.060

Titriergefäßoberteil für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit einem Eco KF Titrator mit Polytron

Lieferumfang 6.01405.060

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1454.130	Formdichtung aus FPM zu 61414xxx zu KF und VA Geräten	1 PCS



Optionales Zubehör

6.01408.010

Dichtungssatz zu Karl-Fischer-Titrierzelle

Kompletter Dichtungssatz, passend zu 6.05609.000 und 6.05609.010.



6.02709.010

Stopfen

Stopfen aus Kunststoff, passend zu OMNIS Karl-Fischer Titrator 2.1001.4220.



6.02709.020

Septumstopfen

Septumstopfen aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



6.02709.030

Schraubnippel



Schraubnippel aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.

6.02709.040

Verschlussstopfen



Verschlussstopfen zu Titriergefäßoberteilen 6014050X0.

6.02709.050

Führungshülse



Zur Fixierung des Polytron im Titrationsgefäß-Oberteil 601405040.