



Flaschenaufsatz GL 45, 2 x M6, UNF 10/32

6.01602.100

Flaschenaufsatz GL 45 für Eluenten-, Regenerat-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.

Lieferumfang 6.01602.100

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1446.040	Gewindestopfen / M6	2 PCS



6.2744.060

Gewindestopfen

1 PCS

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

6.01608.000
Flasche PP, 2 L, GL 45



2-L-Flasche (PP) für den OMNIS Reagent Organizer, mit Volumenanzeige für Eluenten-, Regenerat-, Reagenzien- und Spüllösungen.

6.01834.010
**FEP-Schlauch M6 mit Filter,
0.27 m**



FEP-Ansaugschlauch mit vorinstalliertem Partikelfilter (Porengrösse 27 µm) für die 6.01608.000 Flasche PP, 2 L, GL 45.

6.02837.030
CO2 Absorber (Tube)



CO2 Absorber (Tube) mit einem Luer-Adapter; schützt Reagenzien und Eluenten vor Partikeln und gewährleistet einheitliche Retentionszeiten für CO2-empfindliche Eluenten.

6.02837.040

Filterrohr

Filterrohr mit Luer-Adapter; schützt Eluenten und Reagenzien vor Partikeln.

