



OMNIS IC AS COOL Tray

6.02040.010

Gekühltes Tray für die Aufnahme von Probenracks im OMNIS IC Autosampler. Der Tray hält die Temperatur der Proben kontrolliert niedrig und unterstützt so die Analyse temperaturempfindlicher Verbindungen. Positionierung und Handhabung des Racks entsprechen dem standardmässigen AS-Tray und gewährleisten einen zuverlässigen sowie präzisen Betrieb während der automatisierten Probennahme. Der Tray kann nahtlos in das Autosampler-System integriert und einfach entnommen werden, um Probenracks vor dem Einsetzen in den Autosampler bequem direkt an der Laborbank zu befüllen und vorzubereiten.

Optionales Zubehör

6.02041.530

OMNIS Probenrack 6 x 50 mL



Probenrack für die Aufnahme von 6 x 50-mL-Flaschen im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.

6.02041.540

OMNIS Probenrack 12 x 22 mm



Probenrack für die Aufnahme von Vials mit einem AD von 12 x 22 mm im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.

6.02041.500

OMNIS Probenrack 24 x 10 mL



Probenrack für die Aufnahme von 24 x 10-mL-Vials im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.

6.02041.510

OMNIS Probenrack 40 x 5 mL

Probenrack für die Aufnahme von 40 x 5-mL-Vials im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.

6.02041.520

OMNIS Probenrack 48 x 11 mm

Probenrack für die Aufnahme von Vials mit einem AD von 48 x 11 mm im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.

6.02041.550

OMNIS Probenrack, 2 x 200 mL

Probenrack für die Aufnahme von 2 x 200-mL-Flaschen im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.