



Flasche PP, 200 mL

6.02743.040

Probenvial aus hochwertigem Polystyrol (PS) für die problemlose Verwendung mit dem OMNIS IC Autosampler sowie die sichere Handhabung und Analyse von Proben, Reagenzien und Standards. Die unter kontrollierten Reinraumbedingungen (ISO-Klasse 7 nach DIN EN ISO 14644-1) hergestellten und verpackten Vials gewährleisten niedrige Verunreinigungsgrade und eine verlässliche Leistung in routinemässigen Labor-Workflows.

Menge: 1 Stück

Optionales Zubehör

6.02041.550

OMNIS Probenrack, 2 x 200 mL



Probenrack für die Aufnahme von 2 x 200-mL-Flaschen im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.

6.02743.090

Drehverschluss mit Septum



Die Schraubkappe mit Septum eignet sich perfekt, um Proben und Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Schraubkappe mit Septum für Flasche PP, 50 mL (6.02743.030); PE-Flasche, 125 ml (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 ml (6.1608.100).

Beim 858 Professional Sample Processor muss die beschichtete Probennadel aus Stahl (6.2624.200) oder die Pick-up-Nadel (6.2624.100) montiert werden, um das Septum zu durchstechen.