



## Drehverschluss mit Septum, 12 Stück

6.02743.097

Drehverschluss mit integriertem Septum für die sichere Aufbewahrung und Handhabung von Proben, Standards und Reagenzien. Das Septum ermöglicht einen automatisierten Probenzugriff bei gleichzeitiger Minimierung der Verunreinigung und Verdunstung, wodurch es sich ideal für automatisierte Labor-Workflows eignet. Seine robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und verlässliche Leistung bei der Probenvorbereitung und Analyse.

**Anzahl:** 12 Stück

## Optionales Zubehör

6.02743.030

**Flasche PP, 50 mL, 12 Stück**



Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards und Spüllösungen verwendet werden. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen. Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.

---

6.02743.040

**Flasche PP, 200 mL**



Probenvial aus hochwertigem Polystyrol (PS) für die problemlose Verwendung mit dem OMNIS IC Autosampler sowie die sichere Handhabung und Analyse von Proben, Reagenzien und Standards. Die unter kontrollierten Reinraumbedingungen (ISO-Klasse 7 nach DIN EN ISO 14644-1) hergestellten und verpackten Vials gewährleisten niedrige Verunreinigungsgrade und eine verlässliche Leistung in routinemässigen Labor-Workflows.

**Menge:** 1 Stück

---