



Zylindereinheit OMNIS 50 mL

6.03001.250

Intelligente Zylindereinheit 50 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Inklusive Dosierschläuchen und Antidiffusionsbürettenspitze.

Lieferumfang 6.03001.250

Order Number	Beschreibung	Menge
6.01503.250	Zylindereinheit OMNIS 50 mL ohne Zubehör Intelligente Zylindereinheit OMNIS 50 mL mit vier M6 Ports für OMNIS Titrator, Titration Module, Dosing Module sowie OMNIS Dosing Drive Unit.	1 PCS
6.1446.030	Gelenkstopfen / B-14/(15) Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen	1 PCS
6.1446.040	Gewindestopfen / M6	2 PCS



6.1543.200


Titrierspitze / Gewinde M6

1 PCS

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.

6.1805.100


FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

2 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.

6.2008.030


Schlauchspitzenköcher für 807 Dosing Unit

1 PCS

Ergibt zusammen mit Köcherhalter 6.2008.050 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.

6.2709.070


Führungshülse

1 PCS

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern

6.2739.000

Schlüssel

1 PCS

Zum Anziehen von Verbindungen.



Optionales Zubehör

6.05700.140

Consumable Kit

Zylindereinheit OMNIS



FEP-Schlauchverbindungen M6 (40 cm) und Antidiffusionsbürettenspitze zu 6.03001.xxx und 6.03004.xxx Zylindereinheiten OMNIS.

6.05700.441

Consumable Kit

Zylindereinheit OMNIS 50 mL



Zylindereinheit OMNIS 50 mL komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe, Zentrierrohr und Zylindergehäuse inklusive programmiertem Datenchip.