



Zubehör-Kit: OMNIS IC AS COOL

6.05000.060

Zubehörset zur Durchführung der Installation des OMNIS IC Autosamplers COOL.

Lieferumfang 6.05000.060

Order Number	Beschreibung	Menge
6.01816.010	Schlauch Silikon, 8/12 mm, 2 m Ablaufschlauch	2 PCS
		
6.02041.510	OMNIS Probenrack 40 x 5 mL Probenrack für die Aufnahme von 40 x 5-mL-Vials im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.	2 PCS
		
6.02061.120	Tropfensammler, Extension Intelligenter Tropfensammler für Extension.	1 PCS
		

6.02743.027

Vial PS, 5 mL, 200 Stück

1 PCS



Einweg-Probenvials mit Volumenanzeige, hergestellt aus hochwertigem Polystyrol (PS) und speziell entwickelt für die Verwendung mit den OMNIS IC Autosamplern. Mit einem Volumen von 5 mL und einer optimierten Geometrie (Flachboden) gewährleisten diese Vials eine problemlose Integration, sichere Handhabung und zuverlässige Automation.

Die unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7 nach DIN ISO 14644) produzierten und verpackten Probenvials von Metrohm wurden für hochreine Anwendungen entwickelt. Sie bieten nachweislich minimale Verunreinigungsgrade und eignen sich daher hervorragend für die Spurenanalytik in der Ionenchromatographie, bei der selbst kleinste Unreinheiten die Resultate beeinträchtigen können.

Anzahl: 200 Stück

6.02743.030

Flasche PP, 50 mL, 12 Stück

1 PCS



Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards und Spüllösungen verwendet werden. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen. Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.

6.02743.087

Kappe PP, AD 11.5 mm, 200 Stück


1 PCS



Kappen aus Polypropylen für 5-mL-Probenvials aus Polystyrol. Die unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7 nach DIN ISO 14644) produzierten und verpackten Kappen wurden für hochreine IC-Anwendungen entwickelt.

Anzahl: 200 Stück

6.02040.010

**OMNIS IC AS COOL Tray**

1 PCS

Gekühltes Tray für die Aufnahme von Probenracks im OMNIS IC Autosampler. Der Tray hält die Temperatur der Proben kontrolliert niedrig und unterstützt so die Analyse temperaturempfindlicher Verbindungen. Positionierung und Handhabung des Racks entsprechen dem standardmässigen AS-Tray und gewährleisten einen zuverlässigen sowie präzisen Betrieb während der automatisierten Probennahme. Der Tray kann nahtlos in das Autosampler-System integriert und einfach entnommen werden, um Probenracks vor dem Einsetzen in den Autosampler bequem direkt an der Laborbank zu befüllen und vorzubereiten.

6.02743.097

**Drehverschluss mit Septum, 12 Stück**

1 PCS

Drehverschluss mit integriertem Septum für die sichere Aufbewahrung und Handhabung von Proben, Standards und Reagenzien. Das Septum ermöglicht einen automatisierten Probenzugriff bei gleichzeitiger Minimierung der Verunreinigung und Verdunstung, wodurch es sich ideal für automatisierte Labor-Workflows eignet. Seine robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und verlässliche Leistung bei der Probenvorbereitung und Analyse.

Anzahl: 12 Stück