



IC-Ausrüstung: Full-Loop, PP, 889 Basic

6.05330.220

Die IC-Ausrüstung enthält alle Zubehörteile, die benötigt werden, um Proben vom 889 IC Sample Center Basic mit der Peristaltikpumpe zum Ionenchromatographen zu transferieren.

Lieferumfang 6.05330.220

Order Number	Beschreibung	Menge
6.2744.070	Druckschraube kurz Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.	1 PCS
		
6.1608.070	Eluentenflasche / 2 L / GL 45	1 PCS
		
6.1803.030	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.	1 PCS
		

6.1826.360

Pumpschlauch LFL (weiss/weiss), 3 Stopper

1 PCS

Für Probenwechsler.



6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

1 PCS

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück.
Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.


6.1602.150

Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 x UNF 10/32

1 PCS

Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.



6.1841.000

PEEK-Transferkapillare 2 mL, 5 m

1 PCS

