



OMNIS IC-Ausrüstung: EPOD

6.05332.080

Zubehörset für die automatische Eluentenherstellung in der OMNIS IC.

Voraussetzungen:

OMNIS IC S/M/L, einschliesslich:

- verfügbare OMNIS Dosing Drive Unit
- OMNIS Reagent Organizer Liquid Control mit 2 Volumensensoren (einer für die Eluentenflasche, einer für die Konzentratflasche)

Lieferumfang 6.05332.080

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1621.000	Kanister / 10 L Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.	1 PCS
		
6.02744.010	Flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk. Flanschlose Verschraubung für 1/8"-Schläuche. Menge: 2 Stk.	3 PCS
		
6.05000.010	Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

1 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.



6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

1 PCS

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



6.01602.110

Flaschenaufsatz S 40, 2 x M6, UNF 10/32

1 PCS

Aufsatz S 40 für 10-L-Kanister.



6.01503.250

Zylindereinheit OMNIS 50 mL ohne Zubehör

1 PCS

Intelligente Zylindereinheit OMNIS 50 mL mit vier M6 Ports für OMNIS Titrator, Titration Module, Dosing Module sowie OMNIS Dosing Drive Unit.



6.01805.400

FEP Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



Optionales Zubehör

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



Die OMNIS Dosing Drive Unit fungiert als Dosierantrieb für aufsetzbare Zylindereinheiten, die dem präzisen Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeitsvolumen dient.

Die OMNIS Dosing Drive Unit ist mit verschiedenen Zylindereinheiten (2 bis 50 mL) kompatibel. Durch das neue Design kann eine höhere Auflösung und Genauigkeit beim Dosieren erreicht werden.

Spezifikationen:

- Auflösung: 250 000 Schritte pro Zylindervolumen
- Dosierzeiten/ Füllzeiten: 10 Sekunden