



OMNIS IC-Ausrüstung: Dose-in Gradient

6.05332.090

Zubehörset für den Dose-in Gradient in der OMNIS IC: Ein Gradient entsteht durch das Mischen verschiedener Eluenten in einem über die Analysendauer variierenden Mischungsverhältnis.

Eine OMNIS Cylinder Unit dosiert einen konzentrierten oder einen verdünnten Eluenten in einem festgelegten Verhältnis in den Haupteluentenstrom ein. Somit verändert sich die Gesamtkonzentration der mobilen Phase. Das Ergebnis ist eine optimale Trennung aller Ionen bei einer annehmbaren Dauer der Analyse.

Voraussetzungen:

OMNIS IC S/M/L, einschliesslich:

– verfügbare OMNIS Dosing Drive Unit

Lieferumfang 6.05332.090

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02744.010	Flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk. Flanschlose Verschraubung für 1/8"-Schläuche. Menge: 2 Stk.	2 PCS
		
6.05000.010	Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.200	Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).	1 PCS
		

6.01805.400

FEP Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m

1 PCS



6.02006.120

Halter, Befestigungsschiene

1 PCS

Halterung zur Befestigung von T-Verbindern auf die Befestigungsschiene im OMNIS IC.



6.02744.020

T-Verbinder, M6

1 PCS

T-Verbinder für 3 M6-Schläuche.



6.06007.340

Funktionslizenz Dose-in Gradient

1 PCS


Funktionslizenz für den Betrieb eines Dose-in Gradient in OMNIS.

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Optionales Zubehör

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



Die OMNIS Dosing Drive Unit fungiert als Dosierantrieb für aufsetzbare Zylindereinheiten, die dem präzisen Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeitsvolumen dient.

Die OMNIS Dosing Drive Unit ist mit verschiedenen Zylindereinheiten (2 bis 50 mL) kompatibel. Durch das neue Design kann eine höhere Auflösung und Genauigkeit beim Dosieren erreicht werden.

Spezifikationen:

- Auflösung: 250 000 Schritte pro Zylindervolumen
- Dosierzeiten/ Füllzeiten: 10 Sekunden