




Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.8 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel)

6.0912.110

Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante $c = 0.8 \text{ cm}^{-1}$ mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (4 x B (4 mm)). Dank einem robusten/bruchsicheren Kunststoffschaft aus Polypropylen und einem Stossschutz ist dieser Sensor mechanisch sehr belastbar und eignet sich für Messungen von mittleren Leitfähigkeiten wie z.B. in:

- Trinkwasser
- Oberflächenwasser
- Abwasser

Der Sensor kann mit der Adapterbox (6.2103.160) am 856 Conductivity Module verwendet werden.

Lieferumfang 6.0912.110

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm	1 Stk



Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

1 Stk



Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.

Optionales Zubehör

6.2301.060

KCl-Ionenstandard 250 mL

KCl-Ionenstandard ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), auch verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87 mS/cm (25°C).



6.2324.110

**Leitfähigkeitsstandard $100 \mu\text{S}$
/cm $5 \times 30\text{mL}$**

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2324.010

**Leitfähigkeitsstandard $100 \mu\text{S}$
/cm 250 mL**

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2103.160

**Adapter 4 x Buchse B –
Stecker N**



Adapterbox zum Anschluss herkömmlicher Metrohm Leitfähigkeitsmesszellen mit 4 Bananensteckern an das 856 Conductivity Module.