




Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel)

6.0914.040

Leitfähigkeitsmesszelle aus Edelstahl mit Zellkonstante $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$, mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (4 x B (4 mm)).

Dieser Sensor eignet sich für Messungen von tiefen Leitfähigkeiten wie z.B. in deion. Wasser oder für Messungen nach USP 645>.

Der Sensor kann mit der Adapterbox (6.2103.160) am 856 Conductivity Module verwendet werden.

Lieferumfang 6.0914.040

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.	1 Stk



Optionales Zubehör

6.1420.100

Durchfluss-Messgefäß



Für Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm (pH, Metall, Leitfähigkeit)

6.2324.110

**Leitfähigkeitsstandard 100 μS
/cm 5 x 30mL**



Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.

6.2324.010

**Leitfähigkeitsstandard 100 μS
/cm 250 mL**



Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.