



Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ with Pt1000 (Fixkabel)

6.0917.080

4-Leiter-Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ (Richtwert), mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel zur Anbindung an die 912/914 Meter.

Dank einem robustem/bruchsicherem Kunststoffschaft aus PEEK ist dieser Sensor mechanisch sehr belastbar und eignet sich für Messungen von mittleren Leitfähigkeiten wie z.B. in

- Trinkwasser
- Oberflächenwasser
- Abwasser

Lieferumfang 6.0917.080

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.	1 Stk



Optionales Zubehör

6.2324.110

**Leitfähigkeitsstandard 100 μ S
/cm 5 x 30mL**



Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von
konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.

6.2324.010

**Leitfähigkeitsstandard 100 μ S
/cm 250 mL**



Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von
konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.

6.2301.060

KCl-Ionenstandard 250 mL



KCl-Ionenstandard ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), auch
verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87
 mS/cm (25 °C).