



Platin-Elektrodentip

6.09395.024

Elektrodentip aus Platin (Pt) für Autolab RDE, Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, Gewindeanschluss M4. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

Lieferumfang 6.09395.024

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2802.000	Polierset für Festelektroden
		Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 µm)

