



Pt100-Temperaturfühler für Stabilitätsmessgeräte (17.5 cm)

6.1111.010

Pt100-Temperaturfühler (Länge 17.5 cm) mit Fixkabel und Mini-DIN-Stecker. Dieser glasfreie Temperatursensor eignet sich für den Einsatz am 711 Liquino und an Stabilitätsmessgeräten (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat oder 895 Professional PVC Thermomat).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung			
6.2042.040	Klammer für Temperaturfühler			
	Halterungsklammer Stabilitätsmessgeräten	für	Pt100-Temperaturfühler	von
				