



Optrode M2

6.1125.000

Optischer Sensor für photometrische Titrationsen mit 8 verfügbaren Wellenlängen. Die Umschaltung der Wellenlänge kann softwaregesteuert (ab tiemo 2.5) oder mit einem Magnet erfolgen. Der Glasschaft ist komplett lösungsmittelresistent und einfach zu reinigen. Der platzsparende Sensor ist z.B. geeignet für:

- nichtwässrige Titrationsen nach USP oder EP
- Bestimmungen von Carboxylendgruppen
- TAN/TBN nach ASTM D974
- Sulfatbestimmung
- Fe, Al, Ca in Zement
- Wasserhärte
- Chondroitinsulfat nach USP

Der Sensor ist nicht geeignet für Bestimmungen von Konzentrationen durch die Messung der Farbintensität (Kolorimetrie).

Lieferumfang 6.1125.000

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1903.030	Rührstäbchen / 25 mm Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.	1 Stk
		
6.2008.040	Aufbewahrungsgefäß Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.	1 Stk
		

Optionales Zubehör

6.02117.000

USB-Netzgerät 5 V / 2.1 A



USB-Ladegerät für 946 Portable VA Analyzer.

Netzgerät zur Stromversorgung der 6.1115.100 Optrode falls kein USB-Anschluss an einem Metrohm-Gerät dafür zur Verfügung steht (wie z.B. bei älteren Geräten).

6.02109.000

Adapterkabel OMNIS



Dieses Adapterkabel Buchse F auf Stecker P eignet sich für den Anschluss eines Sensors ohne Temperaturfühler mit Fixkabel (z. B. Optrode oder Solvotrode easyClean) am analogen Messmodul von OMNIS.

6.2151.100

Adapter USB Mini (OTG) - USB A



Für den Anschluss von USB-Geräten.