




Flaschenaufsatz / S 40 / komplett

6.1602.135

Ermöglicht direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).

Lieferumfang 6.1602.135

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.080	Gewindestopfen / M8



1 STK

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



1 STK

6.1805.080

FEP-Schlauch / M6 / 25 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1819.020

Kanüle

Für Gewindebohrungen M6. Für Flaschenaufsätze 6.1602.1XX



1 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.

