



Absaugspitze M8 mit Schraubnippel M10

6.1821.070

Zum Absaugen von Reagenz in Verbindung mit dem 803 Ti Stand und der volumetrischen Karl-Fischer-Zelle. Die Absaugspitze ist passend für Schläuche mit M8-Gewinde. Der aufgesetzte Schraubnippel hat ein M10-Gewinde.

Lieferumfang 6.1821.070

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1808.230	Adapter M6 / M8 innen Adapter mit M6 und M8 Innengewinde



1 STK

6.1821.060

Absaugrohr mit M6 Gewinde

Ersatzteil für Absaugrohr 6.1821.070

