



Probenrack, 48 x 11 mm, (Al)

6.2041.200

Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100.

Material: Aluminium (Al)

Optionales Zubehör

6.2743.100

**Vials PP, 0.7 mL, U-Form, 1000
Stück**



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.7-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 1000 Stück

6.2743.107

**Vials PP, 0.7 mL, U-Form, 100
Stück**



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.7-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 100 Stück

6.2743.110

**Vials PP, 0.3 mL, V-Form, 1000
Stück**



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.3-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 1000 Stück

6.2743.117

Vials PP, 0.3 mL, V-Form, 100 Stück



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.3-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 100 Stück

6.7303.100

Vials Glas, 1.8 mL, U-Form, 100 Stück



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem universellen 1.8-mL-Schnappingvial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen.

Menge: 100 Stück

6.7303.110

Schnappverschluss mit rotem Septum, 100 Stück




Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 100 Stück

6.2743.120

**Schnappverschluss mit rotem
/weissem Septum, 1000 Stück**



Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 1000 Stück

6.2743.127

**Schnappverschluss mit
blauem Septum, 100 Stück**



Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 100 Stück