



Probenrackeinsatz, 54 x 75 mL, für Wasserbad, (Al)

6.2041.900

Probenrackeinsatz zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» passend für 54 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400.

Material: Aluminium (Al)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1432.210	Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 1 Stück
	Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.2041.900, 1 Stück



6.1462.050 Schwenkarm mit Titrierkopf für 786 Swing Head, links- oder rechtsschwenkend

Titrierkopf für Swing Head



6.1462.150 Schwenkarm mit Titrierkopf und Bechersensor für 786 Swing Head, links- oder rechtsschwenkend

Titrierkopf mit Bechersensor für 786 Swing Head, 2 x M10, 1 x SGJ 14.5, 2 x Bürettenspitze



6.1459.400 Probenbecher aus Kunststoff (PE) 75 mL, 144 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polyethylen, PE) 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.02041.040 OMNIS sample rack, 144 Stück.



6.2840.000 Wasserbad zu Robotic Sample Processors und Robotic Titrosamplers

Wasserbad für Robotic Sample Processors.



6.2711.070

Auffangwanne zu 789/815/855

Auffangwanne für 789, 815, 855 Robotic Sample Processors XL

