



Schnappverschluss mit blauem Septum, 100 Stück

6.2743.127

Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 100 Stück

Optionales Zubehör

6.2743.100

**Vials PP, 0.7 mL, U-Form, 1000
Stück**



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.7-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 1000 Stück

6.2743.107

**Vials PP, 0.7 mL, U-Form, 100
Stück**



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.7-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 100 Stück

6.2743.110

**Vials PP, 0.3 mL, V-Form, 1000
Stück**



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.3-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 1000 Stück

6.2743.117

**Vials PP, 0.3 mL, V-Form, 100
Stück**



Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem 0.3-mL-Vial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen. Die Ausführung des Vials sorgt für ein geringes Totvolumen und ermöglicht so eine effiziente Probenextraktion bei minimiertem Abfall.

Menge: 100 Stück

6.2743.120

**Schnappverschluss mit rotem
/weissem Septum, 1000 Stück**



Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 1000 Stück