



Polierset für Ultra-Trace-Elektrodentip

6.2802.020

Polierset zur Erneuerung der Oberfläche des Ultra-Trace-Elektrodentips 6.1204.180

Lieferumfang 6.2802.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2802.030	Polierstreifen zu Polierset für Ultra-Trace-Elektrode Polierstreifen für Ultra-Trace-Elektrode. 12 µm Korngrösse. Zur Verwendung im Polierzylinder. Set von 50 Stück

