



Spülstation zu Pipettierausrüstung

6.2841.110

Spülstation zu Pipettierausrüstung

Lieferumfang 6.2841.110

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1805.120	FEP-Schlauch / M6 / 100 cm Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



2 STK

6.1808.090

Gewindeadapter M8 aussen / M6 innen

Gewinde M8 aussen, M6 innen. Z.B. für die Montage der Luftrohre
6.2418.XXX in Reaktionsgefässen 6.1429.XXX von Stabilitätsmessgeräten.



1 STK

6.1816.080

Silikonschlauch 6 mm i.D. / 2 m

Ablaufschlauch zum «Waste Collector».

