




Reaktorplatte HT komplett zu Professional Reactor

6.2845.110

Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen bei hohen Temperaturen ($> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Mit PEEK-Reaktorkapillare.

Lieferumfang 6.2845.110

Qt.	Order no.	Beschreibung
3 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.		



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2057.240	Halter für Reaktor 6.2845.2x0	
	Halter zur Befestigung eines Reaktors im Säulenthmostat.	