



Ausrüstung mit zwei 807 Dosing Units für VA- und CVS-Messungen

6.5339.500

Zubehörsatz für 2 Hilfslösungen zur Erweiterung von VA- oder CVS-Systemen. Enthält zwei 807 Dosing Units 2 mL, zwei Klarglasflaschen 100 mL, Flaschenhalter für 2 Flaschen und Anschlussmaterial. Ohne Dosinos.

Lieferumfang 6.5339.500

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1608.050	Trockenflasche / 100 mL / GL 45	2 PCS
		
6.1618.060	Gewindeadapter / GL 45 auf GL 45 Gewindeadapter (GL 45 auf GL 45); u. a. für Reagenzflaschen mit erhöhtem Flansch	2 PCS
		
6.1805.530	FEP-Schlauch / M6 / 2 m Mit Licht- und Knickschutz.	2 PCS
		

6.1819.010



PTFE-Kanüle

2 PCS

Im Messgefäß-Oberteil der VA-Stände

6.2055.110



Flaschen- resp. Dosinohalter für 2 Flaschen / Dosinos 1 PCS

Halter für 2 Flaschen à 250 mL resp. 2 Dosinos

6.3032.120



807 Dosing Unit 2 mL

2 PCS

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.

Optionales Zubehör

2.800.0010

800 Dosino (Kabel: 1.5 m)



Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 1.5 m).