



Ausrüstung mit zwei 807 Dosing Units (2 + 50 mL) für CVS-Messungen

6.5339.520

Zubehörsatz für 2 Hilfslösungen zur Erweiterung von CVS-Systemen. Enthält je eine 807 Dosing Unit 2 mL und 50 mL, Klarglasflaschen 100 mL und 2 L, Flaschenhalter für 2 Flaschen und Anschlussmaterial. Ohne Dosinos.

Lieferumfang 6.5339.520

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1805.120	FEP-Schlauch / M6 / 100 cm Mit Licht- und Knickschutz.	1 PCS
		
6.1608.070	Eluentenflasche / 2 L / GL 45	1 PCS
		
6.1805.530	FEP-Schlauch / M6 / 2 m Mit Licht- und Knickschutz.	2 PCS
		

6.1819.010

PTFE-Kanüle

2 PCS

Im Messgefäß-Oberteil der VA-Stände



6.2008.050

Aufbewahrungsgefäßhalter für 807 Dosing Unit

1 PCS

Ergibt zusammen mit Bürettenspitzenköcher 6.2008.030 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.



6.1608.050

Trockenflasche / 100 mL / GL 45

1 PCS



6.1829.080

Ansaugschlauch / M6 / 0.3 m

1 PCS

Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten.



6.1618.060

Gewindeadapter / GL 45 auf GL 45

1 PCS



Gewindeadapter (GL 45 auf GL 45); u. a. für Reagenzflaschen mit erhöhtem Flansch

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

1 PCS



807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.

6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL ohne Zubehör

1 PCS



807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.

Optionales Zubehör

2.800.0020

800 Dosino (Kabel: 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).

