



Transfer-Ausrüstung 0,5...2 mL zu 789/815

6.5619.000

Komplette Ausrüstung für den Transfer von Lösungen von 0.5 bis 2.0 mL am Robotic Sample Processor.

Lieferumfang 6.5619.000

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1446.180	Stopfen Transferset Stopfen für die Titration und volumetrische KF Titration im externen Titriergefäß	1 PCS
		
6.1448.000	Septumstopfen / B-14/15	1 PCS
		
6.1448.020	Septum / 16 mm / 5 Stück Satz à 5 Stück.	2 PCS
		

6.1462.090

Schwenkarm mit Luer-Lock-Adapter für 786 Swing Head, rechtsschwenkend

1 PCS

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling



6.1464.320

KF-Titriergefäß / 80-250 mL / coulometrisch

1 PCS



6.1562.110

Pipettierschlauch / 2 mL

1 PCS

Pipettierschlauch für den Transfer von Lösungen



6.1608.090

Flasche / 250 mL / GL 45

1 PCS




6.2001.100

Stativkonsole Transferset

1 PCS

Stativkonsole für Transferset von Flüssigkeiten im Einsatz mit Robotic Sample Processors XL



6.2013.010

Stellring

1 PCS

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



6.2701.040

Schraubverschluss GL 18 mit Loch

1 PCS

Aus PBT. Mit Loch für Septum 6.1448.020. Für die diaphragmale Zelle 6.5405.000 und Titriergefäße 6.1464.32X und 6.1465.320.



6.2751.120

Sicherheitsabdeckung Transferset zu 789/815

1 PCS

Sicherheitsabdeckung für Sample Processors mit 786 Swing Head und Transferset.



6.2816.100

**Nadel mit Entlüftung**

1 PCS

Mit Luer-Lock, für Transferset 6.5619.000.

6.2055.110

**Flaschen- resp. Dosinohalter für 2 Flaschen / Dosinos** 1 PCS

Halter für 2 Flaschen à 250 mL resp. 2 Dosinos