



Consumable Kit IC

6.5703.010

Zusammenstellung wichtiger Verbrauchsteile für die Ionenchromatographie.

Lieferumfang 6.5703.010

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1803.020	PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 5 m Für alle IC-Geräte.	1 PCS
		
6.1803.030	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.	1 PCS
		
6.1831.010	PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 3 m Für alle IC-Komponenten.	1 PCS
		

6.1831.030

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

1 PCS



Für alle IC-Komponenten.

6.1831.180

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

1 PCS



6.2251.000

Markierungshülsen zu Kapillaren

1 PCS



Farbige Schrumpfschlauchteile zur Markierung von Kapillaren. Je drei Stück von fünf verschiedenen Farben.

6.2621.080

Kapillarschneider

1 PCS



Schneidewerkzeug zum einfachen Schneiden von Kunststoffkapillaren, 1/16" und 1/8", inklusive 5 Ersatzklingen.

6.2744.010

Druckschraube 5x

1 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.2821.090

Ansaugfilter

1 PCS

Porengrösse 27 µm. Set à 5 Stück. Für Ansaugschlauch (6.1834.000, 6.01834.010) und Filterrohre (6.1821.040, 6.1821.050).




6.2821.130

Ersatzfilter zu Inline-Filter

1 PCS

Ersatzfilter für Inline-Filter.



6.2744.090

Druckschraube lang

1 PCS

Lange Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 2 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren (MCS und Proben-Degasser).



6.2744.070

Druckschraube kurz

1 PCS

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.

