



Vials Glas, 1.8 mL, U-Form, 100 Stück

6.7303.100

Maximieren Sie die Probenausbeute mit diesem universellen 1.8-mL-Schnappringvial für analytische Anwendungen mit kleinen Volumen.

Menge: 100 Stück

Optionales Zubehör

6.02041.520

OMNIS Probenrack 48 x 11 mm



Probenrack für die Aufnahme von Vials mit einem AD von 48 x 11 mm im OMNIS IC Autosampler. Die Rackgeometrie ist auf die Vialabmessungen abgestimmt, um eine präzise Positionierung und sichere Handhabung während der automatisierten Probennahme zu gewährleisten. Die Racks können problemlos am AS/ASCOOL Tray montiert werden.

6.2041.200

Probenrack, 48 x 11 mm, (Al)




Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100.

Material: Aluminium (Al)

6.7303.110

Schnappverschluss mit rotem Septum, 100 Stück




Schnappverschluss mit Septum für 11-mm-Vials. Bietet eine zuverlässige Abdichtung und breite chemische Verträglichkeit für Routineanalysen im Labor.

Menge: 100 Stück

6.7303.310

**Probenrack 112 Positionen
für flüssige Proben**

Für flüssige Proben.



6.7303.000

**Kit für flüssige Proben zu
MMS 5000, 112 Positionen**

Kit für flüssige Proben zu MMS 5000 mit Rack für
Probengefäße, 100 µL Spritze mit wechselbarer Nadel und
100 Schnappingflaschen.

