



## NIRS Transflexions-Kit für flüssige Proben

6.7400.010

Das NIRS Liquid Sample Kit Transflection erweitert folgenden Geräte um die Funktion der Transflexionsmessung von Flüssigkeiten:

- NIRS DS2500 Analyzer (Bestellnummer: 2.922.0010)
- NIRS XDS MaserLab Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (Bestellnummer: 2.921.1210)

## Lieferumfang 6.7400.010

| Order Number | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.7401.000   | <b>NIRS Transflexionsgefäß, optisch plan</b><br><br>optisch planes Transflexionsgefäß für die spektrale Vermessung von Flüssigkeiten. Kombinierbar mit folgenden Geräten:<br>– NIRS DS2500 Analyzer (Bestellnummer: 2.922.0010)<br>– NIRS XDS MaserLab Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1310)<br>– NIRS XDS MultiVial Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1120)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1110)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (Bestellnummer: 2.921.1210) | 6 PCS |
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 6.7420.000   | <b>NIRS Gold-Reflektor, 1 mm Gesamtschichtdicke</b><br><br>Gold-Reflektor für die Transflexionsmessung von Flüssigkeiten. Kombinierbar mit folgenden Geräten:<br>– NIRS DS2500 Analyzer (Bestellnummer: 2.922.0010)<br>– NIRS XDS MaserLab Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1310)<br>– NIRS XDS MultiVial Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1120)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1110)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (Bestellnummer: 2.921.1210)             | 1 PCS |
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |



6.7420.010


**NIRS Gold-Reflektor, 2 mm Gesamtschichtdicke**

1 PCS

Gold-Reflektor für die Transflexionsmessung von Flüssigkeiten. Kombinierbar mit folgenden Geräten:

- NIRS DS2500 Analyzer (Bestellnummer: 2.922.0010)
- NIRS XDS MaserLab Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (Bestellnummer: 2.921.1210)

6.7420.020


**NIRS Gold-Reflektor, 4 mm Gesamtschichtdicke**

1 PCS

Gold-Reflektor für die Transflexionsmessung von Flüssigkeiten. Kombinierbar mit folgenden Geräten:

- NIRS DS2500 Analyzer (Bestellnummer: 2.922.0010)
- NIRS XDS MaserLab Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (Bestellnummer: 2.921.1210)