




QT-Sampler

BWT-840001283

Der QT-Sampler ist Zubehör für Raman-Transmissionsmessungen und ermöglicht die Analyse der Einheitlichkeit des Wirkstoffgehalts pharmazeutischer Tabletten. Kompatibel mit i-Raman NxG 785H.

Aperturen und Probenhalter sind separat erhältlich.

Lieferumfang BWT-840001283

Order Number	Beschreibung	Menge
BWT-840001177	Apertur-Entfernungstool Apertur-Entfernungstool zum einfachen Austauschen der unterschiedlichen Aperturen für die optimale Laserpunktgrösse bei Raman-Transmissionsspektrometern mit QT-Probengeber. TOOL-APERTURE	1 PCS
		
BWT-840001153	Tragkoffer für QT-Sampler Leichter, schwarzer Tragkoffer aus Polycarbonat für das QT-Sampler Modul. Wasserdicht, schlagfest und staubdicht mit quadratischer Schaumstoffeinlage. CCRM QT-Sampler	1 PCS
		

Optionales Zubehör

BWT-840000940

QT-Sampler Optik-und Probeneinsatzset – 2 mm

Set mit 2 mm-Anregungsapertur, Sammelapertur, grossem rundem Probenhalter und grossem quadratischem Probenhalter für den QT-Sampler.



BWT-840000941

QT-Sampler Optik-und Probeneinsatzset – 4 mm

Set mit 4 mm-Anregungsapertur, Sammelapertur, grossem rundem Probenhalter und grossem quadratischem Probenhalter für den QT-Sampler.



BWT-840000942

QT-Sampler Optik-und Probeneinsatzset – 6 mm

Set mit 6 mm-Anregungsapertur, Sammelapertur, grossem rundem Probenhalter und grossem quadratischem Probenhalter für den QT-Sampler.



BWT-840000934

Polystyrolreferenz für QT-Sampler

Polystyrolreferenz für den QT-Sampler, das Zubehör für Raman-Transmissionsmessungen.

