



# Palladium-Mikroelektrode 300 µm

PD.300

Palladium-Mikroelektrode mit einem Scheibendurchmesser von 300 µm.

## Optionales Zubehör

| Order no.                                                                                   | Beschreibung     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.1241.060                                                                                  | Elektrodenschaft |
| Für Elektrodentips 6.1204.XXX und Kontaktstift 6.2103.1XX.<br>Elektrodensteckkopf B (4 mm). |                  |

