



Impresora térmica Custom Q3X

2.142.0100

Impresora compacta con interface USB para

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cable 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.

Partes/accesorios 2.142.0100

Order Number	Descripción	Cantidad
1.142.0100	Impresora térmica Custom Q3X Impresora compacta con interface USB para – 900 Touch Control – 915 KF Ti-Touch – 916 Ti-Touch – 917 Coulometer – 877 / 848 Titrino plus – 865 / 876 Dosimat plus – 91X Meter – Eco Dosimat / Titrator Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.	1 PCS
		
6.2151.120	Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m Para conexión de aparatos USB.	1 PCS
		
6.9001.050	Papel térmico para Custom Neos-N / Q3X Papel térmico de 60 mm / 25 m para Custom Neos-N / Q3X. Novedad: 25 años de legibilidad si se almacena correctamente. 1 rollo	1 PCS
		

Accesorios opcionales

6.9001.050

**Papel térmico para Custom
Neos-N / Q3X**



Papel térmico de 60 mm / 25 m para Custom Neos-N / Q3X.
Novedad: 25 años de legibilidad si se almacena correctamente.

1 rollo

6.2151.140

**Cable Y USB A St - USB B St -
Mini B St**



Cable Y para la conexión de una impresora USB al 912 / 913 / 914 pH/Conductometer. Por medio de este cable se puede conectar al mismo tiempo una impresora y la fuente de alimentación al aparato de medida.