

Pump Unit 772 «Succión»

2.772.0020

La bomba peristáltica para succionar soluciones y suspensiones tituladas. La versión «Succión» incluye una amplia variedad de accesorios para succionar. La bomba se pueden controlar mediante una Relay Box 731. Es apropiada para la extracción de disolventes.

Partes/accesorios 2.772.0020

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1446.160	Tapón termómetro / B-14/15 / oblicuo Para inclinar piezas insertables en el cabezal de valoración 6.1458.010.	1 PCS
6.1543.170	Punta de aspiración/Rosca M8 Punta de aspiración para los Sample Processors.	1 PCS
6.1621.000	Bidón / 10 L Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.	1 PCS



6.1805.510

Tubo PTFE/M8/60 cm

1 PCS

Con protección contra rotura.



6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m

1 PCS



6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

2 PCS

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

1 PCS

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

1 PCS

Para bidón 6.1621.000.



6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm

1 PCS



Accesorios opcionales

6.1826.160

Tubo de bomba Viton

Para bombas peristálticas.

