



772 Pump Unit – aspirate

2.772.0120

Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras. La versión «Aspirar» contiene una gran variedad de accesorios para aspirar las soluciones tituladas.

Partes/accesorios 2.772.0120

Order Number	Descripción	Cantidad
1.772.0110	772 Pump Unit Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras.	1 PCS
6.1446.160	Tapón termómetro / B-14/15 / oblicuo Para inclinar piezas insertables en el cabezal de valoración 6.1458.010.	1 PCS
6.1543.170	Punta de aspiración/Rosca M8 Punta de aspiración para los Sample Processors.	1 PCS



6.1621.000

Bidón / 10 L

1 PCS



Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m

2 PCS



6.1805.510

Tubo PTFE/M8/60 cm

1 PCS

Con protección contra rotura.



6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m

1 PCS



6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

2 PCS



Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.

6.1820.070

Acoplamiento 4 mm/6 mm/M8 interno

1 PCS


Para alargar tubos de aspirado en sistemas automatizados.
Conectar el tubo de aspirado M8 directamente al tubo
PTFE 6.1812.000.

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

1 PCS


Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump
Unit y 843 Pump Station (peristáltica).

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

1 PCS



Para bidón 6.1621.000.

Accesorios opcionales

6.1826.160

Tubo de bomba Viton



Para bombas peristálticas.

6.2160.010

**Cable adaptador/2 m
/enchufe hembra M8/2
enchufes macho B**



Cable adaptador/2 m/enchufe hembra M8/ 2 enchufes macho B.
Para 772 Pump Unit.