




801 Stirrer con soporte

2.801.0040


Agitador magnético, que incluye placa base, barra de soporte y portaelectrodos, como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat y 780/781 pH Meter, así como para los módulos de medida 856 y 867. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).

Partes/accesorios 2.801.0040

Order Number	Descripción	Cantidad
1.801.0010	801 Stirrer Agitador magnético sin soporte como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrande, Sample Processor, 805 Dosimat y 780/781 pH Meter. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).	1 PCS
6.1903.020	Varilla de agitador / 16 mm Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo	1 PCS
6.1903.030	Imán agitador / 25 mm Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.	1 PCS



6.2001.060


Consola de soporte sin barra de soporte

1 PCS

Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un Titrande, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida 856 y 867.

6.2013.010


Anillo de ajuste

1 PCS

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.

6.2016.070


Barra de soporte / 400 mm

1 PCS

6.2021.020


Portaelectrodo

1 PCS

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor 1 PCS



6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm 1 PCS
2 mm.



Accesorios opcionales

6.2001.090

Base ambos lados



Consola de soporte doble para fijar dos 801, 803, 804 a un Titrande

6.2151.010

Cable MSB enchufe / conector



Cable de extensión para racores MSB y para Touch Control - Titrande. Miniconector DIN - Minienchufe DIN