



843 Pump Station (peristaltic)

2.843.0120

La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el interface usando señales remotas o manualmente, pulsando una tecla.

Partes/accesorios 2.843.0120

Order Number	Descripción	Cantidad
1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic) La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el interface usando señales remotas o manualmente, pulsando una tecla.	1 PCS
6.1801.120	Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m	4 PCS
6.1812.000	Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m	2 PCS



6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

4 PCS



Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

1 PCS



Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

2 PCS



Para bidón 6.1621.000.

Accesorios opcionales

6.2141.260

**Cable de conexión «remote»
Compact Sample Changer -
Dosimat plus y Titrino plus**

Cable de distribución para conexión «remote» del Compact Sample Changer a Dosimat plus y otros aparatos (p.ej. Titrino plus o Pump Station).



6.2141.300

**Cable para conexión
«remote» 843 Pump Station -
Sample Processor**

Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor



6.2761.000

**Cubierta de seguridad para
843 Pump Station
(peristáltica)**

La bomba peristáltica solo puede operarse con la cubierta de seguridad colocada.

