



Dosing Package

2.846.1010

El Dosing Package es una solución práctica y acreditada para un Liquid Handling fiable y conforme a la normativa en entornos regulados o no.

Confíe en el Dosing Package para:

- Aplicaciones estándar como dosificación, dilución, división en partes iguales, pipeteado
- La elaboración de soluciones volumétricas de un peso de muestra cualquiera
- La elaboración de mezclas a partir de diferentes soluciones madre

Partes/accesorios 2.846.1010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.846.0010

846 Dosing Interface

Unidad de control USB para la conexión de máx. cuatro 800 Dosino u 805 Dosimat para tareas de dosificación y Liquid Handling. Para el manejo se necesita un Touch Control o una conexión a un ordenador con tiamo™, MagIC Net, viva o 797 VA Computrace.



1 PCS

1.800.0030

800 Dosino (longitud del cable 1,5 m)

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 1,5 m).




1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

Unidad de mando para Titrande, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module y 846 Dosing Interface. Pantalla táctil en color y de alta resolución, manejo sencillo e intuitivo gracias al acceso directo a los métodos a través de los favoritos. Con interface Ethernet integrada para la conexión directa a Internet e interface USB para la conexión de impresoras USB o una memoria USB.



Idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, francés, español, portugués, ruso, coreano, polaco e italiano.

1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.




1 PCS

6.2061.010

Soporte de botella para Dosino

Soporte de botella para hasta 2 Dosino, montado en botellas de reactivo de 1 L.




1 PCS

6.2065.000

Soporte para colocación de los aparatos 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module

Soporte para Organizador de reactivos sobre el Dosing Interface



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



1 PCS

6.6064.010

Memoria USB para 900 Touch Control

