



889 IC Sample Center

2.889.0010

El 889 IC Sample Center es un Autosampler de construcción robusta para un elevado número de muestras y optimizado para responder a los desafíos de un laboratorio analítico moderno. Funciona según el principio x-y-z y con un control de inyección de alta resolución para una inyección de muestra precisa. Un sistema de doble aguja permite perforar tapas de recipientes y septos. Una válvula de inyección PEEK completa el sistema de automatización del 889 IC Sample Center. Es la solución de automatización perfecta para cuando se dispone de muy poca cantidad de muestra.

Partes/accesorios 2.889.0010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

El 889 IC Sample Center es un Autosampler de construcción robusta para un elevado número de muestras y optimizado para responder a los desafíos de un laboratorio analítico moderno. Funciona según el principio x-y-z y con un control de inyección de alta resolución para una inyección de muestra precisa. Un sistema de doble aguja permite perforar tapas de recipientes y septos. Una válvula de inyección PEEK completa el sistema de automatización del 889 IC Sample Center. Es la solución de automatización perfecta para cuando se dispone de muy poca cantidad de muestra.



Botella de lavado para solución de lavado en IC Sample Center.



Racor para tubos flexibles de residuos.



Para el IC Sample Center



1 PCS

6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

Para todos los componentes CI.



2 PCS

6.2041.200

Gradilla de muestras, 48 x 11 mL, (Al)

Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 48 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Material: aluminio (Al)



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS



6.2816.200

Aguja de aire 80 mm, negro

Para IC Sample Center



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1562.170	Tubo de transferencia Tefzel de 1000 µL Para IC Sample Center.	
6.1829.060	Juego de capilares para unidad de jeringa Para IC Sample Center	
6.2816.210	Aguja con un capilar, 15 µL Para IC Sample Center	
6.5333.000	Juego IQ/OQ para CI El juego IQ/OQ para CI contiene todas las piezas y soluciones estándar necesarias para IQ/OQ en la cromatografía iónica.	

6.7303.100

Viales de vidrio, 1,8 mL, en forma de U, 100 unidades

Maximice la recuperación de muestras utilizando este vial universal de 1,8 mL con anillo de retén, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen.

Cantidad: 100 unidades




6.7303.110

Tapa a presión con septo rojo, 100 unidades

Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 100 unidades



6.2041.210

Gradilla de muestras, 12 x 6 mL, (Al)

Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 12 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2419.000.


Material: aluminio (Al)



6.1448.050

Cierre septo de aluminio / 1000 unidades

Con cierre septo de Al.



6.2419.000 Recipiente de muestra de vidrio de 6 mL, 1000 unidades

Recipiente de muestra de vidrio para muestra de hasta 6 mL, apto para septo 6.1448.050, 1000 unidades



6.2621.110 Pinza de cierre septo

Pinza de cierre septo para cerrar recipientes de muestras de 6 mL (6.2419.000, 6.2419.007).



6.2420.007 Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 100 unidades

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades



6.1448.067 Cierre de rosca con septo, 100 uds.

Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de 8 mL 6.2420.007, 100 uds.

